

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Gli1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Número de artículo: CM0007617



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo GLI1 de alta calidad validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con GLI1 de humano, ratón y rata; el inmunógeno cubre los aminoácidos 1-233 del extremo N-terminal. Ideal para investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLI1 Rabbit mAb
Notas / Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2735
GeneID	2735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-233 de GLI1 humano (NP_005260.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08151
Peso molecular de la proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo