


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gli3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P10071

Número de artículo: CM0009355



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad para Gli3, para WB, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para investigación en señalización Hedgehog y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Gli3
Observaciones/Alias	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; Gli3
Especies	Humano
GeneID (Humano)	2737
GeneID	2737
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1301-1580 de Gli3 humano (P10071)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10071
Peso Proteico	170kDa
Envío	Bolsa de hielo