


Glut3/Slc2A3 Rabbit Pab - P11169

Número de artículo: CM0024987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GLUT3/SLC2A3, un transportador de glucosa facilitativo, adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Uso en investigación para estudios de transporte y metabolismo de glucosa. UniProt P11169.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLUT3/SLC2A3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Especie	Humano
ID de gen	6515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 207-281 de GLUT3/SLC2A3 humano (NP_008862.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11169
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo