

## Glutaminasa (GLS) Mab De Conejo Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O94925

Número de artículo: CM0006396



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Glutaminasa (GLS) para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirige contra la isoforma renal mitocondrial de GLS, fundamental para el metabolismo de la glutamina. Ideal para investigación en metabolismo del cáncer y neurotransmisión.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Glutaminasa (GLS) mAb de conejo                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminasa (GLS)                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 2744                                                                                                                                                |
| GeneID              | 2744                                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-140 de la Glutaminasa humana (GLS). (NP_055720.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                 |
| SWISS               | O94925                                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 73 kDa                                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                      |