


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Glutación Peroxidasa 2 Para Wb Y Elisa - P18283

Número de artículo: CM0002308



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Glutación Peroxidasa 2 (GPX2) humana, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la homeostasis redox celular, la función de la peroxidasa gastrointestinal y la investigación del estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glutación Peroxidasa 2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GPRP; GPx-2; GI-GPx; GPRP-2; GPx-GI; GSHPx-2; GSHPx-GI; Glutación Peroxidasa 2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2877
ID de Gen	2877
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-174 de la Glutación Peroxidasa 2 humana (NP_002074.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P18283
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo