


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Glucógeno Sintasa 1 (Gys1) Para Wb Y Elisa - P13807

Número de artículo: CM0004965



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra glucógeno sintasa 1 (GYS1) humana, validado para transferencia Western y ELISA. Ideal para investigación sobre metabolismo muscular y de glucógeno. Swiss-Prot: P13807.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra glucógeno sintasa 1 (GYS1)
Notas/Alias	GSY; GYS; Glucógeno sintasa 1 (GYS1)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2997
ID del gen	2997
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 638-737 de la glucógeno sintasa humana (P13807).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13807
Peso de la proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo