

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gm130 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Número de artículo: CM0002244



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra GM130 humano (GOLGA2, Golgina-95) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación del aparato de Golgi y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GM130 Ac. mAb de conejo
Observaciones/Alias	GM130; DEDHMB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2801
GeneID	2801
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GM130 humano (Q08379).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q08379
Peso proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo