


Pab De Conejo Gmn Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075496

Número de artículo: CM0028911



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Geminin humano (GMNN) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para uso investigativo en estudios de ciclo celular y replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo GMNN
Observaciones/Alias	Gem; MGORS6; GMNN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51053
GeneID	51053
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075496
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo