

Anticuerpo Policlonal De Conejo Gna12 (Pab) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03113

Número de artículo: CM0018075



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a GNA12 (subunidad alfa 12 de la proteína G). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para estudios de señalización y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo GNA12
Observaciones/Alias	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2768
GeneID	2768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 285-381 de GNA12 humano (NP_031379.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03113
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo