

Gna14 Pab De Conejo - O95837

Número de artículo: CM0015851

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína GNA14 humana, apto para Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de señalización acopladas a proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNA14 pAb de conejo
Observaciones/Alíase	HG1I; GNA14
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9630
ID del gen	9630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-350 de la GNA14 humana (NP_004288.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95837
Peso molecular de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo