


Gnai2 Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04899

Número de artículo: CM0002877



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra GNAI2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce GNAI2 humano y de rata (40 kDa), una subunidad de proteína G que inhibe la adenilato ciclasa. Ideal para estudios de señalización por GPCR e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNAI2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2771
GeneID	2771
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 250-355 de GNAI2 humano (P04899).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04899
Peso molecular de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo