

Pab De Conejo Anti-Gnas Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Número de artículo: CM0024914

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNAS, adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Esencial para estudios sobre señalización relacionada con GNAS y función neuroendocrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GNAS
Notas/Alias	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2778
GeneID	2778
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Peso molecular de proteína	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Envío	Bolsa de hielo