


Anticuerpo Monoclonal Gne De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Y223

Número de artículo: CM0002923



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la GNE humana (Q9Y223), validado para WB y ELISA. Detecta la GNE humana y de rata, una enzima clave en la biosíntesis del ácido siálico, con un peso molecular de 79 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNE Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Especie	Humano
GeneID (humano)	10020
GeneID	10020
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 623-722 de la GNE humana (Q9Y223).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9Y223
Peso molecular de la proteína	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo