

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Gnp1 (Oryza Sativa) - Q10Ac7

Número de artículo: CM0022691

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNP1 para Oryza sativa, validado en WB y ELISA. Inmunógeno recombinante, reactividad cruzada con Oryza sativa. Proteína de 42 kDa. Ideal para la investigación del crecimiento y desarrollo vegetal.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del producto	pAb de conejo contra GNP1
Alias	GNP1; OsGA20ox1; qEPD2
Especie	Oryza sativa
ID de gen	4334841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de GNP1 de Oryza sativa (Q10AC7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicaciones	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10AC7
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo