


Anticuerpo Policlonal De Conejo GnRh1 Para Wb Y Elisa - P01148

Número de artículo: CM0026489



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra el GnRH1 humano (también conocido como LHRH, GRH) está validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón, y es ideal para investigar las vías de secreción de gonadotropinas mediadas por GnRH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo GnRH1 (pAb)
Observaciones/Alias	GRH; GNRH; LHRH; LNRH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2796
GeneID	2796
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-92 del GNRH1 humano (NP_001076580.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01148
Peso Molecular de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo