

Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Gns Para Wb Y Elisa - P15586

Número de artículo: CM0025365

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la GNS humana (N-acetilglucosamina-6-sulfatasa), validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación en glucobiología y enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNS Rabbit pAb
Notas/Alias	G6S; GNS
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2799
ID del Gen	2799
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 293-552 de la GNS humana (NP_002067.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15586
Peso de la Proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo