

Gorasp2 Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8Y8

Número de artículo: CM0016478



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GORASP2 (GRASP55), una proteína clave de reensamblaje y apilamiento del aparato de Golgi; adecuado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Inmunógeno: GORASP2 humana recombinante (aa 353-452).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GORASP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	p59; GRS2; GOLPH6; GRASP55; GORASP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26003
GeneID	26003
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 353-452 de GORASP2 humana (NP_056345.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8Y8
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo