

Anticuerpo Policlonal De Conejo Gp6 Para Wb Y Elisa - Q9Hcn6

Número de artículo: CM0023286



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo GP6 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce GP6 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de glicoproteína VI plaquetaria en investigación de trombosis y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para GP6
Observaciones/Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11; GP6
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51206
ID del gen	51206
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 21 a 267 de la GP6 humana (NP_057447.5))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCN6
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo