

Anticuerpo Policlonal De Conejo Gpam Para Wb, Elisa - Q9Hcl2

Número de artículo: CM0026070



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GPAM humano (glicerol-3-fosfato aciltransferasa 1, mitocondrial). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GPAM
Observaciones/Alias	GPAT; GPAT1; GPAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57678
GeneID	57678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 594-828 de GPAM humano (NP_001231878.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9HCL2
Peso Proteico	94 kDa
Envío	Bolsa de hielo