

Anticuerpo Pab De Conejo Anti-Gpr182 Para Wb, Elisa - O15218

Número de artículo: CM0024148

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GPR182 (ACKR5), un receptor atípico barredor de quimioquinas. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación de señalización de quimioquinas e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPR182 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	AMR, 7TMR, ADMR, AM-R, G10D, L1-R, gamrh, hrhAMR, GPR182
Especie	Humano
GeneID	11318
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del GPR182 humano (NP_009195.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15218
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo