

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gprin1 Para Wb Y Elisa - Q7Z2K8

Número de artículo: CM0021657

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GPRIN1 de alta calidad, adecuado para aplicaciones de western blot y ELISA. Reacciona con la GPRIN1 humana, de ratón y de rata, una proteína involucrada en la regulación del crecimiento de neuritas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPRIN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRIN1; GPRIN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114787
GeneID	114787
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la GPRIN1 humana (NP_443131.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z2K8
Peso molecular de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo