

Gps1 Rabbit Pab - Q13098

Número de artículo: CM0025445



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GPS1 (CSN1/COPS1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la vía ubiquitina-proteasoma y el signalosoma. 56kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GPS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CSN1; SGN1; COPS1; GPS1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2873
ID de gen	2873
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 258-527 del GPS1 humano (NP_997657.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13098
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo