

Polimab® De Conejo Contra Granulina - P28799

Número de artículo: CM0004096



Introducción

PolimAb® de conejo anti-Granulina para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Anticuerpo monoclonal recombinante dirigido contra la Granulina humana (PGRN, GP88). Ideal para investigación sobre función lisosomal e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolimAb® de conejo contra Granulina
Observaciones/Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2896
GeneID	2896
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 494-593 de la Granulina humana (NP_002078.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P28799
Peso de la proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo