


Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Grb10 Para Wb, Elisa - Q13322

Número de artículo: CM0015849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo para GRB10 validado para WB y ELISA. Detecta GRB10 humano, un adaptador clave en la señalización de insulina/IGF1R y las vías Wnt. Ideal para investigación metabólica y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRB10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RSS; IRBP; MEG1; GRB-IR; Grb-10; GRB10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2887
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de GRB10 humano (NP_005302.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13322
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo