

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Grb2 Para Wb - P62993

Número de artículo: CM0002347

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo GRB2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce GRB2 humano, de ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del receptor del factor de crecimiento, la activación de células T y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GRB2
Observaciones/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2885
GeneID	2885
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 118-217 de GRB2 humano (P62993).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62993
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo