

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Grhl2 Para Wb, Elisa - Q6Isb3

Número de artículo: CM0020177



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GRHL2 validado para Western blot y ELISA en humanos y ratas. Dirigido contra el homólogo de la proteína 2 similar a Grainyhead, un factor de transcripción crucial para el desarrollo epitelial y el cierre del tubo neural. Ideal para estudios de neurulación, morfogénesis epitelial y biología de los queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GRHL2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GRHL2; BOM; DFNA28; ECTDS; TFCEP2L3; homólogo de la proteína 2 similar a grainyhead
Especie	Humano
GenelD (humano)	79977
GenelD	79977
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 110-210 de GRHL2 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q6Isb3
Peso de la proteína	69 kDa/71 kDa
Envío	Bolsa de hielo