

Mab De Conejo Anti-Grik2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13002

Número de artículo: CM0012529



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra GRIK2 humano (GluR6, EAA4). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de receptores de glutamato ionotrópicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GRIK2
Observaciones/Alias	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2898
GeneID	2898
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-150 de GRIK2 humano (Q13002)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13002
Peso de la proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo