


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Grp75/Mot/Hspa9 Para Wb, Elisa - P38646

Número de artículo: CM0002246



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Grp75/MOT/HSPA9 humano (P38646). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de estrés mitocondrial y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Grp75/MOT/HSPA9
Observaciones/Alias	CSA; MOT; MOT2; SAAN; CRP40; EVPLS; GRP75; PBP74; GRP-75; HSPA9B; SIDBA4; MTHSP75; HEL-S-124m; Grp75/MOT/HSPA9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3313
GeneID	3313
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 580-679 de Grp75/MOT/HSPA9 humano (P38646)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38646
Peso Molecular de la Proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo