


Anticuerpo Policlonal De Conejo Gsk3B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Número de artículo: CM0019009



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo GSK3β validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en señalización Wnt, metabolismo de la glucosa y enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSK3β pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GSK3B; gsk-3β; GSK3β
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2932
ID del Gen	2932
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49841
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo