

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsr Para Wb Y Elisa - P00390

Número de artículo: CM0012886



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la glutatión reductasa humana (GSR) validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón. Adecuado para el estudio de la biología redox, el estrés oxidativo y las vías de la anemia hemolítica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2936
GeneID	2936
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 273-522 de la GSR humana (NP_000628.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00390
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo