

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gsta2 Para Wb, Elisa - P09210

Número de artículo: CM0025213



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GSTA2 validado para WB y ELISA. Reconoce GSTA2 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno de proteína recombinante que cubre la GSTA2 humana de longitud completa. Ideal para estudios de desintoxicación e hígado. - P09210

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GSTA2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GST2; GTA2; GTH2; GSTA2-2; GSTA2
Especie	Humano
GeneID	2939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-222 de la GSTA2 humana (NP_000837.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09210
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo