

Gsta4 Acmo De Conejo Para Wb, Elisa - O15217

Número de artículo: CM0005980



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra GSTA4 humana (GTA4, GSTA4-4), validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta una proteína de 26 kDa; presenta reactividad cruzada con muestras humanas. Ideal para el estudio de la función de glutatión S-transferasa A4 y la desintoxicación de 4-HNE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcMo de conejo contra GSTA4
Observaciones/Alias	GTA4; GSTA4-4; GSTA4
Especie	Humana
GeneID (humano)	2941
GeneID	2941
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O15217
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo