


Anticuerpo Policlonal De Conejo Gtf2F1 Para Wb, Elisa - P35269

Número de artículo: CM0020789



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo GTF2F1 (P35269) validado para WB y ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Subunidad 1 del factor de transcripción general IIF (TFIIF-alfa), 58kDa, origen de conejo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GTF2F1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BTF4; RAP74; TF2F1; TFIIF; GTF2F1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2962
ID de Gen	2962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-517 de GTF2F1 (NP_002087.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35269
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo