

Anticuerpo Policlonal De Conejo Gtf2l Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78347

Número de artículo: CM0029261



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GTF2L para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Factor de transcripción general II-I implicado en la regulación transcripcional y asociado con el síndrome de Williams-Beuren.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GTF2L pAb de Conejo
Observaciones/Alias	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2969
GeneID	2969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-810 del GTF2L humano (NP_001157108.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78347
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo