

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gucy2C Para Wb Y Elisa - P25092

Número de artículo: CM0017968



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GUCY2C humana (guanilil ciclasa C), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para la investigación de señalización de enterotoxinas y enfermedades gastrointestinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GUCY2C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GC-C; STAR; DIAR6; GUC2C; MECIL; MUCIL; GUCY2C
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2984
ID de gen	2984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-330 de GUCY2C humana (NP_004954.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P25092
Peso proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo