

Habp2 Conejo Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14520

Número de artículo: CM0030678

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HABP2 (proteasa activadora del factor VII) para aplicaciones que incluyen WB, IF/ICC y ELISA. Detecta HABP2 humano y de ratón. Adecuado para estudios de coagulación y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HABP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FSAP; HABP; PHBP; HGFAL; NMTC5; HABP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	3026
GeneID	3026
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-313 de HABP2 humano (NP_004123.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14520
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo