

Hars2 Conejo Pab Para Wb, Elisa - P49590

Número de artículo: CM0024897

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo HARS2 validado para WB y ELISA. Detecta HARS2 humano, de ratón y de rata, una histidina--ARNt ligasa mitocondrial. Ideal para estudiar la traducción mitocondrial y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HARS2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HO3; HARSL; HARSR; HisRS; PRLTS2; HARS2
Especie	Humano
GeneID	23438
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 217-506 de HARS2 humano (NP_036340.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49590
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo