

Haus8 Rabbit Pab Para Wb - Q9BT25

Número de artículo: CM0027364



Introducción

Validado para WB, IF/ICC y ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo HAUS8 reconoce el HAUS8 humano y de ratón (Q9BT25), apoyando la investigación sobre el ensamblaje del huso mitótico, la integridad del centrosoma y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HAUS8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DGT4; HICE1; NY-SAR-48; HAUS8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	93323
ID de Gen	93323
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 166-410 del HAUS8 humano (NP_219485.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BT25
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo