

Havcr1 Pab De Conejo - Q96D42

Número de artículo: CM0030266



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HAVCR1 (TIM-1/KIM-1) humano para WB y ELISA, que reacciona con seres humanos, ratón y rata. Útil para estudios sobre lesión renal, entrada viral e inmunidad de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HAVCR1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TIM; KIM1; TIM1; CD365; HAVCR; KIM-1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1; HAVCR-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26762
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-125 de HAVCR1 humano (NP_036338.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96D42
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo