


Hbg1/2 Rabbit Mab (Wb, Ihc, If, Elisa) - P69891/P69892

Número de artículo: CM0003094



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra HBG1/2 humano. Validado para WB, IHC, IF-P, ELISA, detecta la cadena gamma de hemoglobina fetal de ~12 kDa. Ideal para investigación en hematología del desarrollo y HbF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HBG1/2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1/2
Especie	Humano
GeneID	3047/3048
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético que corresponde a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de HBG1 humano (P69891).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P69891/P69892
Peso Molecular de la Proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo