


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Hbg1/Hbg2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P69892

Número de artículo: CM0019407



### Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra HBG1/HBG2 detecta las cadenas gamma de la hemoglobina fetal en WB, IF/ICC, ELISA. Es ideal para investigación de hemoglobinopatías y desarrollo de ensayos de IVO.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra HBG1/HBG2                                                                                  |
| Observaciones/Alias | TNCY; HBG-T1; HBG1/HBG2                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 3048                                                                                                            |
| GeneID              | 3048                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de HBG1/HBG2 humano (NP_000175.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                          |
| SWISS               | P69892                                                                                                          |
| Peso de la proteína | 16kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                  |