

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hcar3 Para Wb - P49019

Número de artículo: CM0023550



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HCAR3 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función del receptor del ácido hidroxicarboxílico 3 en la biología de adipocitos y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb anti-HCAR3 de conejo
Abreviaturas / Sinónimos	HCA3; HM74; PUMAG; Puma-g; GPR109B; HCAR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8843
GeneID	8843
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 300-392 de la proteína HCAR3 humana (NP_006009.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49019
Peso molecular de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo