

Hccs Pab De Conejo - P53701

Número de artículo: CM0029959

Introducción

Policlonal de conejo anti-HCCS de alta calidad validada para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la holocitocromo c tipo sintasa, esencial para la maduración del citocromo c. Ideal para investigación en trastornos mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HCCS pAb de conejo
Notas / Alias	MLS, CCHL, MCOP57, LSDMCA1, HCCS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3052
GeneID	3052
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-268 de la proteína HCCS humana (NP_005324.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53701
Peso molecular	31kDa
Envío	Bolsa de hielo