


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Hcn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60741

Número de artículo: CM0021537



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HCN1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Dirigido contra el canal 1 activado por hiperpolarización y nucleótido cíclico permeable a potasio/sodio de humano y ratón, involucrado en corrientes de marcapaso y excitabilidad neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HCN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCNG1; DEE24; HAC-2; BCNG-1; EIEE24; GEFSP10; HCN1
Especie	Humano
ID del gen	348980
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 791-890 de HCN1 humano (NP_066550.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60741
Peso de la proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo