

Hdac1 Mab De Ratón - Q13547

Número de artículo: CM0003280

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra la HDAC1 humana (UniProt Q13547). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigación, desarrollo de ensayos diagnósticos y adquisición de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDAC1 mAb de ratón
ID del gen (Humano)	3065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 393-482 de la HDAC1 humana (Q13547)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
Acceso SWISS	Q13547
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo