


Hdac2 Pab De Conejo - Q92769

Número de artículo: CM0019668



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HDAC2 (histona desacetilasa 2) para WB, IHC-P, IP y ELISA. Detecta HDAC2 (~55kDa) de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDAC2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3066
GeneID	3066
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 390-488 de HDAC2 humano (NP_001518.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92769
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo