

Hdac4 Mab De Conejo - P56524

Número de artículo: CM0002195



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HDAC4 de alta calidad validado para WB y ELISA. Específico para la HDAC4 humana, una desacetilasa de histonas de clase II de 119 kDa esencial en la regulación epigenética, la maduración muscular y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDAC4 mAb de conejo
Notas/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Especie	Humana
GeneID (Humano)	9759
GeneID	9759
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la HDAC4 humana (P56524).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P56524
Peso de la proteína	119kDa
Envío	Bolsa de hielo