


Anticuerpo Policlonal De Conejo Hdac5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Número de artículo: CM0027130



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la HDAC5 humana, una histona deacetilasa implicada en la regulación epigenética y el desarrollo muscular. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudios de represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo HDAC5
Observaciones/Alias	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10014
ID del gen	10014
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la HDAC5 humana (NP_005465.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UQL6
Peso proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo