


Anticuerpo Policlonal De Conejo Hdac6 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Ubn7

Número de artículo: CM0021562



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo HDAC6 validado en WB, IHC-P, ELISA. Detecta HDAC6 humano, de ratón y de rata (131 kDa). Adecuado para estudios sobre desacetilación de tubulina, autofagia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo HDAC6
Observaciones/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Especie	Humano
GeneID	10013
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de HDAC6 humano (NP_006035.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBN7
Peso Molecular de la Proteína	131kDa
Envío	Bolsa de hielo