


Mab De Conejo Contra Hdac9 - Q9Ukv0

Número de artículo: CM0006510



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra HDAC9 para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta HDAC9 humano y de rata. Ideal para la investigación de la regulación epigenética y transcripcional - Q9UKV0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra HDAC9
Observaciones/Alias	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Especie	Humano
GeneID (humano)	9734
GeneID	9734
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q9UKV0
Peso de la proteína	111 kDa
Envío	Bolsa de hielo